

HVA SKAL JEG HUSKE PÅ NÅR JEG BRUKER MIN MINIMED™ 670G

BOLUS

- Ikke angi falske karbohydrater for å få glukoseverdiene ned – juster heller karbohydratfaktoren(e)
- Kombinasjonsdose og Forlenget bolus kan ikke leveres i SmartGuard™ automodus - vurder å sette 2 doser med 1-2 timers mellomrom hvis du ikke kommer til mål når du spiser måltider med mye fett, proteiner og karbohydrater
- For best effekt av måltidsdosen, angi dosen før maten spises

BASAL

- I MiniMed™ 670G SmartGuard™-automodus beregnes basaldosen automatisk
- I MiniMed™ 670G manuell modus bruker pumpen de fastsatte basaldosene som angis manuelt – oppdater disse med jevne mellomrom
- I motsetning til MiniMed™ 670G SmartGuard™ automatiske basal vil Sikker basal ikke bruke sensorglukoseverdiene til dosering av insulin, men en sikker fast basaldose beregnet av SmartGuard™ automodus

HVIS DU AVSLUTTER SMARTGUARD™-AUTOMODUS HUSK:

- Å aktivere MiniMed™ SmartGuard™ Stopp før lav eller Stopp ved lav manuelt
- At disse funksjonene deaktiveres når MiniMed™ SmartGuard™-automodus aktiveres
- Å vurdere om grensene dine for lav og høy varsling er tilpasset manuell bruk

VIKTIGE VERDIER NÅR JEG BRUKER MIN MINIMED™ 670G

VERDI	HVA
2,8 mmol/l	Fabrikkinnstilt alarm for lav glukose (pumpen varsler uavhengig av andre lave varsler).
3,9 mmol/l	Time in Range nedre verdi (TIR), fabrikkinnstilt i pumpen (for datahistorikk kan det endres i pumpen og CareLink™).
4,4 mmol/l	Ved glukoseverdier < 4,4 mmol/l tilfører ikke pumpen insulin.
5,5 mmol/l	Hvis BS før måltid angis < 5,5 mmol/l er det en motsatt korrigering for å ta sensorglukosen opp til 5,5 mmol/l.
6,7 mmol/l	Mål for automodus (algoritmen arbeider mot økt TIR og reduksjon av lave og høye verdier).
8,3 mmol/l	Automodusmålet for bruken av midlertidig mål (ved for eksempel økt aktivitet eller bilkjøring).
8,3 mmol/l	Automodusmålet for bolus. Bolusdosen tar glukosenivået til 8,3 mmol/l. Den automatiske basaldosen tar verdiene til 6,7 mmol/l.
10 mmol/l	Time in Range øvre verdi (TIR), fabrikkinnstilt i pumpen (for datahistorikk kan det endres i pumpen og CareLink™).
13,9 mmol/l	Automodus avsluttes etter 3 timer. BS nødvendig for å fortsette.
16,7 mmol/l	Automodus avsluttes etter 1 time. BS nødvendig for å fortsette.

Husk at du alltid kan ta kontakt med diabetesteamet ditt hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen.

Har du spørsmål vedrørende pumpen, kontinuerlig glukosemåling eller CareLink™ er du velkommen til å kontakte vår kundestøtte på telefon 67 10 32 20.

Merk! Dette dokumentet erstatter ikke bruksanvisningen. For en liste over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger, se insulinpumpens bruksanvisning.