

# Menykart for MiniMed™ 640G



Startbildet

Trykk  >>


Stopp tilførsel
Lydvalg
Logg
Reservoar og slange
Insulininnstillinger
Sensorinnstillinger
Hendelsesmarkør
Påminnelser
Verktøy

Stopp tilførsel
-----------------

Lydvalg
Lyd
Lyd og vibrasjon
Vibrasjon
Volum

Logg
Oversikt
Daglig logg
Alarmlogg
Sensorglukoseoversikt*
ISIG-logg*

Reservoar og slange
Nytt reservoar
Fyll kanylen



\*Kun tilgjengelig når sensorfunksjonen er aktivert.