





MINIMED™ 780G-SYSTEMET

FORENKLET MENYOVERSIKT



 LOGG OG GRAF Logg Sensorglukoseoversikt Graf Varighet i området	 SMARTGUARD SmartGuard-sjekkliste Midl. mål SmartGuard-innstillinger SmartGuard	 LYD OG VIBRASJON Sett sensorvar. på lydløs Volum Lyd Vibrasjon Varselinnstillinger (snarvei)
 RESERVOAR OG SETT Nytt reservoar Fyll kanylen	 INSULIN Bolus Basal Stopp all tilførsel Tilførselsinnstillinger	 BLODSUKKER Angi BS
 STATUS Stopp all tilførsel SmartGuard-sjekkliste Pumpe Sensor	 SAMMENKOBLET UTSTYR Sammenkoble nytt utstyr Sammenkoble CareLink	 INNSTILLINGER Varselinnstillinger Tilførselsinnstillinger Utstyrsinnstillinger

Menyene kan se annerledes ut i din pumpe avhengig av hva som er aktivert.

Medtronic Norge AS
Postboks 458
1327 Lysaker
Norge
www.medtronic.no
Tlf +47 67 10 32 00

www.medtronic-diabetes.no

Se enhetens brukerhåndbok for en oversikt over indikasjoner, kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger. Kontakt den lokale Medtronic-representanten hvis du trenger ytterligere informasjon.

Medtronic
Further, Together